



**I ZASTĘPCA
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI**

Warszawa, dnia 01.07.2025

L.dz. Ia-3072...../2964/2025

Pan Stanisław Trociuk

**Zastępca
Rzecznika Praw Obywatelskich**

Szanowny Panie Ministrze

W odpowiedzi na pismo l.dz. II.565.2.2025.DC z dnia 16 czerwca 2025 r. dotyczące użytkowania w Policji urządzeń do wykrywania substancji narkotycznych i ich metabolitów w ślinie osób wykorzystywanych do przeprowadzania badań wobec kierujących pojazdami informuję:

Policja podczas zakupu urządzeń do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu kieruje się wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz.U. 2014 poz. 948). W przytoczonym rozporządzeniu zostało wymienionych pięć grup substancji, które powinny być oznaczane, tj.: opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole oraz benzodiazepiny. Powyższe rozporządzenie choć przewiduje trzy rodzaje badań - badanie śliny, badanie moczu i badanie krwi, wyłącznie w odniesieniu do badań krwi i moczu określa progi ich oznaczania, zaś w przypadku badania śliny odsyła do instrukcji obsługi wykorzystywanego urządzenia.

Policja korzysta z pięciu typów urządzeń do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu, z czego cztery są analizatorami elektronicznymi wykorzystującymi jednorazowe kasety (DrugTest 5000 produkcji Drager, AquilaScan WDTP-10 produkcji Shenzhen Well Electric CO. LTD, UDT DRUG TESTER produkcji Armas Elektronik, SoToxa™ (wcześniej ALERE DDS2) produkcji Abbott Laboratories),

a jeden typ jest tzw. wielopanelowym urządzeniem (np. DrugWipe 6s), gdzie wynik w postaci pasków odczytywany jest przez osobę przeprowadzającą badanie.

Progi czułości wzmiankowanych urządzeń zostały przedstawione w załączonym do niniejszego pisma zestawieniu.

Należy zaznaczyć, że żadne z urządzeń wykorzystywanych przez Policję nie posiada możliwości bardziej szczegółowego określania mieszanek, w których znajduje się dany narkotyk oraz ich aktywnych, czy też nieaktywnych form, jak również pochodzenia (z leków lub innej formy spożycia).

Urządzenia wykorzystywane przez Policję są urządzeniami do wstępnego wykrywania środków działających podobnie do alkoholu, które nie może stanowić podstawy do wniesienia jakichkolwiek oskarżeń w sprawie o czyn z art. 178a § 1 k.k. albo wniosków o ukaranie za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Pozytywny wynik uzyskany za ich pomocą może stanowić podstawę do uruchomienia procedury sprawdzenia obecności substancji działających podobnie do alkoholu z zastosowaniem metod przewidzianych w wyżej przywołanym rozporządzeniu, tj. badania krwi lub moczu. Wynik tego badania poddawany jest opinii powołanego biegłego toksykologa, od której zależy, czy istnieją podstawy do ścigania kierującego, w zależności od rodzaju pojazdu, za wykroczenie z art. 87 k.w., czy też za przestępstwo z art. 178a § k.k.

Takie badanie jest przeprowadzane również, gdy nie użyto testu, ale stan badanego wskazuje, że znajduje się on pod wpływem jakichś substancji, bądź też kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku drogowym, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo odniosła ona obrażenia ciała¹.

Wskazać należy, że na organizm człowieka oddziałują poszczególne substancje aktywne, niezależnie od tego czy zostały zażyte samoistnie, czy jako składnik leku. Również w tym zakresie decydujące znaczenie powinna mieć wypowiedź biegłego toksykologa, a także przedstawiciela producenta testów. W takich badaniach mogą być wykorzystywane urządzenia pozwalające na bardziej precyzyjne przebadanie próbki (w tym mieszanek, aktywności, pochodzenia itd.).

Załącznik:

- zestawienie „*Próg wykrywalności substancji psychoaktywnych mierzony w ng/ml*” – 1 karta.

Z powołaniem

I ZASTĘPCA
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
nadinsp. Roman KUSTER

¹ Odpowiednio, o których mowa w art. 156 §1 k.k. lub art. 157§1 k.k.

**Próg wykrywalności substancji psychoaktywnych mierzony w ng/ml
(miliardowych częściach grama na mililitr)**

	Drager DrugTest 5000	UTC DRUG TESTER Armas	AquilaScan WDTP-10	SoToxa™ Abbott (Alere DDS2)	Jednorazo we testy 6-panelowe np. DrugWipe 6s
Opiaty (OPI)	20	40	40	40	10
Amfetamina i jej analogi (AMP)	50	50	50	50	50
Kokaina (COC)	20	30	30	30	10
Tetrahydrokanabinole / Konopie indyjskie (THC)	5 / 10 / 25	25	25	25	10
Benzodiazepiny (BZO)	15	20	10	20	20
Metamfetamina (MET)	35	50	50	50	
MDMA (Ecstasy)		50			50
Ketamina (KET)	300				
Metadon (MTD)	20				

Opracowanie własne.

DYREKTOR
BIURA INTEREU
KOMENDY MOWNI HAFIUCH

insp. Dorota PRZYPOLESKA